




PerioProtect®

Homecare Guide

Guía Para Hogar

Perio Tray® Therapy

Terapia Perio Tray®

 **VistaApex**
SOLUTIONS
Value. Added.

Instructions for Use




Figure A



Figure B



Figure C

Visit the
PerioProtect®
Resource Center
(See QR code
on back)

1. Cut the tip of your Perio Gel® tube [A].
2. Hold the Perio Tray® open side up [B].
3. Apply a small, thin line across the tooth indentations [C].
4. Place the tray into your mouth so the tray covers all the teeth and fully seats in place. Spit out any excess medication.
5. Wear your trays for the time prescribed by your doctor. (Typically, 15 minutes per session)
6. After use, remove the trays. Brush your teeth to remove any excess medication.
7. Use your toothbrush to clean the trays and rinse them thoroughly with cold water. **Do not use hot water.**
8. Gently towel-dry your trays and return them to the storage case.

Perio Tray® Wearing Instructions

(Clinician to complete)

For patients diagnosed with periodontitis

- ☐ 3 times a day for 15 minutes
- ☐ 2 times a day for 15 minutes
- ☐ 1 time a day for 15 minutes
- ☐ _____

For patients diagnosed with gingivitis and for maintenance

- ☐ 2 times a day for 15 minutes
- ☐ 1 time a day for 15 minutes
- ☐ _____

It is very important that you continue to brush and floss your teeth. If you experience any adverse reactions during Perio Tray® Therapy, discontinue use and contact your dentist.

Instrucciones de uso

1. Corte la punta del tubo de Perio Gel® [A].
2. Coloque o sostenga la bandeja Perio Tray® con el lado abierto hacia arriba [B].
3. Aplique una línea pequeña y delgada a lo largo de las hendiduras de los dientes [C].
4. Coloque la bandeja en su boca de manera que cubra todos los dientes y se asiente completamente en su lugar. Escupa el exceso de medicamento.
5. Use las bandejas durante el tiempo que le indique su médico (normalmente, 15 minutos por sesión).
6. Después de usarlas, retire las bandejas. Cepille sus dientes para eliminar el exceso de medicamento.
7. Use su cepillo de dientes para limpiar las bandejas y enjuáguelas completamente con agua fría.
No use agua caliente.
8. Seque suavemente las bandejas con una toalla y devuélvalas al estuche de almacenamiento.

Instrucciones de Uso de Perio Tray®

(Para completar por el médico)

Para Pacientes diagnosticados con periodontitis

- ☐ 3 veces al día por 15 minutos
- ☐ 2 veces al día por 15 minutos
- ☐ 1 vece al día por 15 minutos
- ☐ _____

Para Pacientes disagnosticados con gingivitis para mantenimiento

- ☐ 2 veces al día por 15 minutos
- ☐ 1 vece al día por 15 minutos
- ☐ _____

Es muy importante que continúes cepillándote los dientes y usando hilo dental. Si experimentas alguna reacción adversa durante el tratamiento Perio Tray®, deja de usarlo y comunícate con tu dentista.



PerioProtect, LLC

9701 Green Park Industrial Dr.
St. Louis, MO 63123

Phone: (877) 434-GUMS,(4867)

Email: support@perio-protect.com

Website: <https://perioprotect.com>



Vist our Patient
Resource Center

Visite nuestro Centro de
Recursos para Pacientes



VistaApex Solutions

2200 South Street
Racine, WI 53404

Phone: (877) 857-8213

Email: info@vista-dental.com

Website: <https://vistaapex.com>